

SANG

FreeStyle Optium Neo H - Glycémie / BOH

Utilisation + interprétation rapide

Mesures sanguines de terrain

FreeStyle Optium Neo H

RECTO - GLYCÉMIE ET BÊTA-HYDROXYBUTYRATE (BOH / BHB) : UTILISATION RAPIDE



DEUX TYPES DE BANDELETTES

Glycémie : FreeStyle Optium glucose**BOH / BHB** : FreeStyle Optium bêta-cétones**Temps** : glucose ~5 s ; BOH ~10 s**Volume** : glucose 0,6 µL ; BOH 1,5 µL**Échantillon** : sang total frais**PRINCIPE** : insérer la bandelette, attendre la goutte, aspirer le sang par le bord blanc, attendre le résultat.

ÉTAPES DE MESURE

1	Mettre des gants et choisir la bandelette : glucose ou BOH .
2	Vérifier la péremption et ouvrir l'emballage juste avant le test.
3	Insérer la bandelette, contacts noirs vers le haut, jusqu'en butée.
4	Vérifier le type de test affiché et attendre le symbole goutte.
5	Obtenir une goutte de sang frais.
6	Mettre le bord blanc de la bandelette au contact de la goutte.
7	Laisser aspirer jusqu'au démarrage automatique du compte à rebours.
8	Lire et noter le résultat avec son unité.
9	Retirer et jeter la bandelette avec les déchets biologiques.

MÉMO : BANDELETTE -> GOUTTE -> BORD BLANC -> ASPIRATION -> ATTENDRE -> NOTER.**Pas de compte à rebours** : recommencer avec une bandelette neuve et une goutte suffisante.

FreeStyle Optium Neo H

VERSO - INTERPRÉTATION RAPIDE CHEZ LES BOVINS

BOH / BHB - VACHE LAITIÈRE EN DÉBUT DE LACTATION

BOH sanguin	Lecture terrain
< 1,2 mmol/L	Pas d'hypercétonémie au seuil usuel. À confronter à la vache et au stade de lactation.
1,2 à 2,9 mmol/L	Hypercétonémie / cétose subclinique probable. Rechercher baisse d'ingestion, perte d'état et baisse de lait.
≥ 3,0 mmol/L	Hypercétonémie marquée, compatible avec une cétose clinique si signes associés. Avis vétérinaire rapide.

Seuils surtout valables chez les vaches laitières fraîchement vèlées. Ne pas les appliquer tels quels aux veaux, bovins à l'engraissement ou vaches tarées.

GLYCÉMIE - GRANDES LIGNES

Résultat	Interprétation possible
Basse	Déficit énergétique, baisse d'ingestion, cétose, maladie sévère ou délai d'analyse trop long.
Zone attendue	Équilibre glucidique satisfaisant au prélèvement, sans exclure à elle seule un trouble métabolique.
Élevée	Stress, stimulation hormonale, perfusion glucosée, repas récent ou contexte pathologique.

CODES D'ERREUR - MÉMO RAPIDE

Code	Signification	Action
E-1	Température trop haute ou trop basse.	Laisser appareil et bandelettes revenir dans la plage prévue, puis refaire.
E-2	Erreur du lecteur.	Éteindre, recommencer avec une bandelette neuve ; si persistant, support.
E-3	Goutte trop petite, mauvaise procédure ou bandelette défectueuse.	Revoir la technique et recommencer avec une bandelette neuve.
E-4	Glycémie possiblement hors plage haute ou problème de bandelette.	Refaire immédiatement et confirmer si le message persiste.
E-5	Sang appliqué trop tôt.	Attendre le symbole goutte avant d'appliquer le sang.
E-6	Erreur du lecteur.	Éteindre puis refaire avec une bandelette compatible neuve.
E-7	Bandelette abîmée, utilisée ou non reconnue.	Utiliser une bandelette compatible neuve.
E-9	Erreur du lecteur.	Éteindre, refaire ; si persistant, contacter le support.

À retenir : interpréter glycémie et BOH ensemble avec le stade physiologique, l'ingestion, la production, l'état corporel et les signes cliniques. Usage bovin à encadrer par le protocole du service.