

SANG

LYSUN RFM101 - Urée

Utilisation + interprétation rapide

Mesures sanguines de terrain

LYSUN RFM-101 - TESTEUR D'URÉE (UR)

RECTO - UTILISATION RAPIDE



AVANT DE COMMENCER

- ✓ Bandelette d'urée compatible et non périmée
- ✓ Puce-code correspondant au lot
- ✓ Échantillon à température ambiante

TYPE D'ÉCHANTILLON

FB : sang capillaire **VB** : sang veineux total

SP : plasma ou sérum

PRINCIPE : code du lot -> type d'échantillon -> bandelette -> échantillon -> résultat UR.

ÉTAPES DE MESURE

1	Allumer l'appareil.
2	Vérifier le numéro de code affiché.
3	Sélectionner FB, VB ou SP selon l'échantillon.
4	Insérer une bandelette neuve dans le bon sens.
5	Attendre que le symbole de goutte apparaisse.
6	Déposer l'échantillon en une seule fois sur la zone prévue.
7	Attendre la fin de l'analyse.
8	Lire et noter la valeur UR avec son unité.
9	Retirer puis jeter la bandelette utilisée.

MÉMO : CODE -> TYPE -> BANDELETTE -> GOUTTE -> ATTENDRE -> LIRE UR -> JETER

LYSUN RFM-101 - INTERPRÉTATION RAPIDE

VERSO - GRANDES LIGNES

INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT UR

Résultat	Grandes lignes
BAS	Peut évoquer un faible apport protéique, une dilution / surhydratation, un défaut de synthèse hépatique ou un contexte métabolique particulier.
ZONE ATTENDUE	Compatible avec une situation globalement équilibrée pour l'espèce et le contexte. Toujours confronter aux autres données.
ÉLEVÉ	Peut évoquer une déshydratation, une baisse de filtration rénale, un apport protéique élevé ou un catabolisme accru.

ATTENTION : pas de seuil universel. Les références varient selon l'espèce, l'âge, le type d'échantillon, l'alimentation et le contexte clinique.

RÉFLEXES UTILES

UR HAUTE	UR BASSE
• Vérifier l'hydratation • Regarder le rein / la filtration • Confronter à la créatinine et à la clinique	• Regarder la ration et l'apport protéique • Vérifier dilution / hydratation • Remplacer dans le bilan global

EN CAS DE PROBLÈME

Problème	À vérifier
Pas de mesure / erreur	Puce-code, bandelette compatible, sens d'insertion, péremption.
Résultat incohérent	Type d'échantillon, volume, température, homogénéisation.
Volume insuffisant	Ne pas compléter : recommencer avec une bandelette neuve.
LO / HI	Refaire le test et confirmer si nécessaire.

À retenir : l'urée ne s'interprète pas seule. La confronter à la créatinine, à l'hydratation, à l'alimentation, au contexte clinique et aux références de l'espèce.